

Mytis ArrowImplant マウントレスへ

平素よりご愛顧いただいております Mytis ArrowImplant のインプラント製品が下記の通り、手術操作のし易い、「マウントレス」に逐次、変更となりますのでご案内致します。

【現行】

マウント仕様 (挿入ジグ付)



【今後】

マウントレス仕様 (挿入ジグなし)



■ マウントレス用埋入ツール

<ハンド埋入の場合>



WR/Mount-N-S

WR/Mount-N-L

WR/Mount-W-S
(ワイドタイプ用)

全長 21 mm




全長 27 mm



全長 21 mm



<コントラ埋入の場合>



CA/Mount-N-S

CA/Mount-N-L

CA/Mount-W-S
(ワイドタイプ用)

全長 27.7 mm



全長 33.7 mm



全長 27.7 mm



■ マウントレスパッケージ表記


パッケージ裏面に **マウントレス** シールが貼付されています。

挿入ジグ付き B4010S

挿入ジグなし

B4010 S_f ← 製品名末尾に「f」あり

<注意事項>

旧タイプ(四角穴)のハンドレンチ、ラチェットレンチ等をご使用の際は、
 WR/Mount-N-S, N-L, W-S のレンチ接続部分のオレンジ色の **Oリング** を外してからご使用下さい。