


E-Type

印象用セット

印象用セット

Bタイプと共通


Cタイプと共通



| | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| セット名 | Eタイプ用N-MEコーピングS印象セット | Eタイプ用N-MEコーピングM印象セット | Eタイプ用N-MEコーピングL印象セット |
| 印象用パーツ | N-MEコーピングS | N-MEコーピングM | N-MEコーピングL |
| ピン | 付属ピン | 付属ピン | 付属ピン |
| 補綴用パーツ | レプリカE-HEX (E46**Hの場合はレプリカB-HEXをご使用ください) | | |

オープン・トレイ対応


インプラントレベル印象



| | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| セット名 | Eタイプ用N-M3コーピングSセット | Eタイプ用N-M3コーピングMセット | Eタイプ用N-M3コーピングLセット |
| 印象用パーツ | N-M3コーピングS | N-M3コーピングM | N-M3コーピングL |
| ピン | 付属ピン | 付属ピン | 付属ピン |
| 補綴用パーツ | レプリカE-HEX (E46**Hの場合はレプリカB-HEXをご使用ください) | | |

クローズド・トレイ対応

インプラントレベル印象



| | |
|--------|--|
| セット名 | C-スクリュー印象セット |
| 印象用パーツ | C-コーピング |
| ピン | L-pin |
| 補綴用パーツ | レプリカE-HEX (E46**Hの場合はレプリカB-HEXをご使用ください) |

オープン・トレイ対応
インプラントレベル印象



それぞれ単品のご用意もございます。