









Drills & Tools

	製品名	仕様
	ラウンドバーφ1.4	φ1.4mm/全長 34.0mm 植立孔の位置決めマーキングに使用します。
	リンデマンドリル	最大部φ2.1mm/全長 31.5mm 皮質骨を貫通させるために使用します。
	ガイドドリル20	φ2.0mm / 全長34.7mm インプラント埋入長に合わせた植立孔の深さと 植立方向の決定を行います。
	スパイラルドリル25	φ2.5mm / 全長34.7mm φ3.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル28	φ2.8mm / 全長34.7mm φ3.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル32	φ3.2mm / 全長34.7mm φ3.7mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル35	φ3.5mm / 全長34.7mm φ4.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル38	φ3.8mm/全長34.7mm φ4.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル41	φ4.1mm/ 全長 34.7mm φ4.6mmφ4.7mm インプラント最終ドリル
	スパイラルドリル45	φ4.5mm/全長34.7mm φ5.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル47.5	φ4.75mm / 全長34.7mm
	スパイラルドリル56	φ5.6mm/全長29.5mm φ6.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル66	φ6.6mm/全長29.5mm φ7.0mmインプラント最終ドリル
	ドリルストッパー7	スパイラルドリル25～47.5に使用できます 赤字はドリル露出の長さを示します。
	ドリルストッパー9	
	ドリルストッパー11	
	ドリルストッパー13	
	ドリルストッパー6	スパイラルドリル25～47.5に使用できます 赤字はドリル露出の長さを示します。
	ドリルストッパー8	
	ドリルストッパー10	
	ドリルストッパー12	
	ドリルストッパー14	
	Tap30-33	全長35.0mm 骨が硬い場合に、植立孔入口をタップ形成し、 インプラントを挿入しやすくします。手動の 際は、ドリルホルダー10を装着してご使用 ください。
	Tap37-40	
	Tap46-50	
	Tap60-70	
	デプスメジャー	全長28.0mm φ2.0mm、φ2.8mmの骨穿孔部の深さや 方向の確認を行います。
	CK-40	全長30.0mm 2次オペ時歯肉を円形にカットします。
	CK-48	
	WR/Mount-N-S	全長 S:21mm L:27mm W:21mm レンチに取り付け、インプラントを埋入するための ツールです。 N：B、BS、C、E、St、Me -type用 W：BW、EW -type用
	WR/Mount-N-L	
	WR/Mount-W-S	






Drills & Tools

製品名		仕様
	CA/Mount-N-S	全長 S:27.7mm L:33.7mm W:27.7mm コントラヘッドに取り付け、インプラントを埋入するためのツールです。 N : B、BS、C、E、St、Me-type用 W : BW、EW-type用
	CA/Mount-N-L	
	CA/Mount-W-S	
	WR/HEXドライバー18	全長 18:18.0mm 24:24.0mm 30:30.0mm キャップ、アバットメント等をレンチで締結するツールです。
	WR/HEXドライバー24	
	WR/HEXドライバー30	
	CA/HEXドライバー20	全長 20:20.0mm 26:26.0mm 32:32.0mm コントラヘッドに取り付け、キャップ、アバットメント等を締結するツールです。
	CA/HEXドライバー26	
	CA/HEXドライバー32	
	ボーントリミングN20	全長 N20:20mm N26:26mm インプラント上部に被っている骨を除去するためのドリルです。(B・BS・C・E・St・Meタイプ用) ボーンガイドピン付きです。
	ボーントリミングN26	
	ドリルエクステンション16	全長 27.0mm コントラ用ドリルを延長します。 全長 14.0mm WR/Mount、WR/HEXドライバーに接続して使用する延長ツールです。
	エクステンション10	
	ドリルホルダー10	全長14.0mm コントラ用ドリル、ツール類を手回しで使用するためのツールです。
	マウントN	全長 19.8mm スクリュー固定式マウントです。
	マウントW	
	AチェッカーS	全長 S:13.0mm M:15.0mm L:17.0mm 支台部 S:7.0mm M:9.0mm L:11.0mm ガイドドリル20の穿孔部に立てて方向やクリアランスの確認を行います。
	AチェッカーM	
	AチェッカーL	
	AIIホルダー30	全長 14.5mm AIIタイプインプラントを埋入する際、直接支台部に被せて使用します。 30 : φ3.0 40 : φ4.0 50 : φ5.0
	AIIホルダー40	
	AIIホルダー50	
	DSハンドレンチ	WR/Mount、WR/HEXドライバー、AIIホルダー等に取り付けるハンドレンチです。
	DSラチェットレンチ	WR/Mount、WR/HEXドライバー、AIIホルダー等に取り付けるツールです。
	DSTルクラチェットレンチ	最大測定トルク40Ncm
	DSTルクラチェットレンチ70	最大測定トルク70Ncm

	製品名	仕様
	CAアダプター22	全長 22.0mm
	PLUSリムーバーS	全長 S:23.60mm
	PLUSリムーバーL	全長 L:29.60mm
	M3コーピングドライバー	M3コーピングを締め付けるためのツールです。
	ランセットドリル	最大部φ2.0mm / 全長 34.0mm 皮質骨を貫通させるために使用します。
	ガイドドリル1.5L	φ1.5mm / 全長 37.0mm ストッパー付きです。
	スパイラルドリルC 20S	φ2.0mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC 20L	インプラント埋入長に合わせた植立孔の 深さと植立方向の決定を行います。
	スパイラルドリルC 25S	φ2.5mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC 25L	φ3.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC28S	φ2.8mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC28L	φ3.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC32S	φ3.2mm / 全長 S:32.0mmL:37.0mm
	スパイラルドリルC32L	φ3.7mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC35S	φ3.5mm/全長S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC35L	φ4.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC38S	φ3.8mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC38L	φ4.3mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC41S	φ4.1mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC41L	φ4.6mmインプラント最終ドリル φ4.7mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリルC45S	φ4.5mm / 全長 S:32.0mm L:37.0mm
	スパイラルドリルC45L	φ5.0mmインプラント最終ドリル
	スパイラルドリル475S	φ4.75mm / 全長 32.0mm
	ホールソウ5.35	φ5.35 / 全長35.0mm
	ホールソウ6.35	5.35: φ6.0mmインプラント専用ドリル φ6.35 / 全長35.0mm 6.35: φ7.0mmインプラント専用ドリル
	エンドミル5.55	φ5.55 / 全長35.0mm
	エンドミル6.55	5.55:φ6.0mmインプラント専用ドリル φ6.55 / 全長35.0mm 6.55:φ7.0mmインプラント専用ドリル
	ドリルストッパーC 20,25,28,32,35,38, 41,45,475	スパイラルドリルC専用 ドリルサイズに対応するものをご使用ください。

Drills & Tools

マルチピースアバット専用ツール

	製品名	仕様
	MPホルダー	全長 23.7mm MP用のアバットメントキャリー
	CA-MPドライバー	全長20mm / MPアバットメント用 テーパード嵌合タイプ/HEX嵌合ストレート用ネジ等を締結するためのツールです。
	WR-MPドライバー	全長 20mm / MPアバットメント用 テーパード嵌合タイプ / HEX嵌合ストレート用ネジ等を締結するためのツールです。
	ツールボックス	オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	フリーボックス	オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	ツールボックス (補綴用)	オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	ツールBOX	ドリルやツールをコンパクトに収納します。 オートクレーブの場合 (121℃で 20 分間行い、十分に乾燥させること。 また 135℃以上にならないよう注意してください。)
	インプラント・ ドリルチェッカー	長さ 6.0~18.0mm 太さ 2.0~5.9mm ドリルの刃の長さや太さを計測できます。 オートクレーブ滅菌可能
   	I.G.P.フラップホルダー P0 P1 P2 P3	メインフレーム・スプリングは症例に合わせ、 大きさを選択してください。術者の視野を確保し、 手術操作を容易にします。 ※オートクレーブほか滅菌可能 ※ステンレス製
	I.G.P.ピンセット	フラップホルダー専用