



BBCIntro Kit

イントロキット

インプラント用イントロダクションドリル

イントロキットを使用して補綴物の理想的な位置を決められます。



■ セット内容

ポスト5個



ポスト先端
支台高さ φ 2mm
8mm

ドリルガイド5本



ドリル
ガイド高さ φ 2mm
8mm

予備ドリル2本



ドリル
ドリル長さ φ 2mm
8mm/10mm

ティッシュパンチ2本



φ4.0/φ5.0

リムーバー1個



■ イントロキット

- | | | |
|-------------|----------------|-----------------|
| ①ポストφ 6 | ⑥ドリルガイドφ 6 | ⑪ドリル2. 0-8 |
| ②ポストφ 7. 5 | ⑦ドリルガイドφ 7. 5 | ⑫ドリル2. 0-10 |
| ③ポストφ 9 | ⑧ドリルガイドφ 9 | ⑬ティッシュパンチφ 4. 0 |
| ④ポストφ 10. 5 | ⑨ドリルガイドφ 10. 5 | ⑭ティッシュパンチφ 5. 0 |
| ⑤ポストφ 12 | ⑩ドリルガイドφ 12 | ⑮リムーバー |

【使用方法】 【使用上の注意】は添付文章をご確認ください。

販売名：イントロ ドリル キット
 一般的名称：手術用ドリルビット
 クラス分類：一般医療機器
 製造販売業者：株式会社社会ブレインベース
 医療機器製造販売届出番号： 13B1X00145000022